

# BRAILLEX<sup>®</sup> Trio

De vernieuwende leesregel voor verschillende doeleinden



## **BRAILLEX Trio – De vernieuwende leesregel voor verschillende doeleinden**

Over de nieuwe Papenmeier BRAILLEX Trio brailleleesregel is zorgvuldig nagedacht. Het is een 40-cellige brailleleesregel met een brailletoetsenbord voor externe apparatuur (zoals PC's, PDA's en mobiele telefoons met een schermuitlees-programma).

Ook heeft de Braillex Trio een eenvoudige notitie functie.

Deze mogelijkheden zijn geïntegreerd in een klein, mobiel apparaat met unieke ergonomische eigenschappen.

### **Comfort bij uw werk is geen luxe!**

Werken met comfort helpt u tegen symptomen van moeheid. Het vermijden van onnodige bewegingen verhoogt de efficiency.

Met de BRAILLEX Trio beleeft u het hoogste comfort.

- Het **ergonomische braille toetsenbord** is ideaal gepositioneerd rond de braillecellen. De spatiebalk en speciale functietoetsen bevinden zich voor de braille-uitvoer, de Brailletoetsen erachter. De afstand tussen het brailletoetsenbord en de braille-uitvoer is ongeveer 3,5cm.
- De Braille Trio is, net zoals alle Papenmeier brailleleesregels, uitgerust met de gepatenteerde **Easy Access Bar**, één lange hefboom (net als een spatiebalk) die zich bevindt op de voorkant van de leesregel.

Gebruik de op een joystick lijkende Easy Access Bar met de duim van uw lezende hand. Hiermee navigeert u over het scherm zonder dat u uw hand van de braille-uitvoer hoeft te nemen. Met de Easy Access Bar kunt u in vier richtingen bewegen – of tab door een keuze scherm, als u wisselt naar de interactieve modus.

Gewoonlijk hebben brailleleesregels een aantal functietoetsen op de voorzijde, of aan weerszijden van de braille-uitvoer. In alle gevallen is het gebruikelijk om uw handen van de braille-uitvoer af te halen wanneer u navigeert over het scherm. Met de Easy Access Bar kunt u elke opdracht uitvoeren zonder uw handen van de braille-uitvoer af te halen. Dit betekent meer comfort, hogere werksnelheid en meer efficiency.

- De nieuw ontwikkelde braille-uitvoer **SingleChannel** staat borg voor een hoog leescomfort: De braille-uitvoer past zich perfect aan de vorm van uw vingertoppen. Daardoor glijden uw vingers, net als over papier, over de BRAILLEX TRIO.

## **Beleef de vrijheid van draadloze verbinding**

Doordat de BRAILLEX Trio is uitgerust met een bluetooth verbinding bent u gevrijwaard van allerlei snoeren. Met een bereik van 20 meter kan de BRAILLEX Trio communiceren met andere bluetooth apparaten.

Met de BRAILLEX Trio geeft u er niet om welke computer u gebruikt. In een klaslokaal of conferentie heeft u rechtstreeks contact met uw dialoogpartners zonder een computer er tussen. Ook in een privé situatie, wanneer u op het terras zit en de computer binnenshuis staat, heeft u toegang tot uw bestanden.

Het geïntegreerde brailletoetsenbord met de bluetooth connectie maakt het allemaal mogelijk. Anders dan met een PC, kunt u de BRAILLEX Trio ook gebruiken als u toegang hebt tot de overal verkrijgbare PDA's en mobiele telefoons zolang deze zijn uitgerust met een braille-uitvoer programma.

### **BRAILLEX Trio is gemakkelijk in gebruik**

We spraken over de onbewuste manier van navigeren met de BRAILLEX Trio met behulp van de Easy Access Bar. Wanneer u de PC gebruikt, beschikt u over de unieke **Papenmeier gebruikersinterface**. Alle belangrijke, relevante scherm uitleesfuncties kunnen via een gemakkelijk menu worden bereikt.

### **BRAILLEX Trio is veelzijdig**

Wanneer uw computer buiten bereik is, kunt u de BRAILLEX Trio gebruiken als eenvoudig notitieapparaat. Met een batterijduur van 10 uur en een tekst geheugen van 4000 braillepagina's kunt u uw ideeën overzetten, waar u ook bent. Ook een boek lezen in de trein is mogelijk.

De functies van de BRAILLEX Trio omvatten ook een rekenmachine, klok en kalender.

Gebruik het meegeleverde communicatieprogramma om bestanden over te zetten van uw BRAILLEX Trio naar en van uw PC.

### **De "winst" van 30 jaar ervaring in Braille**

Sinds Papenmeier in 1975 de Braillex, het eerste elektronische apparaat dat gebruik maakt van een brailledisplay, presenteerde, heeft de toegang tot technologie voor blinde mensen een belangrijke rol in ons bedrijf gespeeld. BRAILLEX Trio is het nieuwste resultaat van dit onderzoek.

#### **Technische specificaties**

- 40-cellige brailledisplay met SingleChannel technologie
- Easy Access Bar, 4 extra toetsen voor scherm uitleesfuncties
- Ergonomisch brailletoetsenbord met 8 Braille toetsen, 2 spatietoetsen en 2 extra duimtoetsen
- 4 MB Flash geheugen
- USB en bluetooth verbinding
- Notetaker functies met typeprogramma, rekenmachine en klok/kalender
- Stroomtoevoer via USB of via 4 AA oplaadbare batterijen
- Externe batterij oplader
- Afmetingen: ca. 335 x 125 x 26 mm
- Gewicht: ca. 1100 gram
- Textiele draagtas met schouderriem

# **PAPENMEIER**