

MAGic®

Die professionelle
Bildschirmvergrößerung für Windows®



PAPENMEIER

MAGic® Bildschirmvergrößerung

Mit MAGic, dem Bildschirmvergrößerungsprogramm – mit und ohne Sprachausgabe – greifen Sie schnell, einfach und präzise auf Dokumente, Tabellen, Websites und E-Mails zu.

MAGic ist in zwei Versionen erhältlich:

MAGic – die professionelle Bildschirmvergrößerung für Windows:
Die Vergrößerungssoftware MAGic für Windows ist speziell für hochgradig Sehbehinderte entwickelt worden. Sie vergrößert den Inhalt des PC Bildschirms.

MAGic – mit zusätzlich integrierter Sprachausgabe:
Auf Wunsch wird MAGic für Windows mit einer integrierten Sprachausgabe geliefert, die Ihnen Menüs und Texte vorliest, um Ihre Augen zu entlasten.

MAGic unterstützt sowohl SAPI 4 (z. B. Vera), als auch SAPI 5 (z. B. Steffi) Sprachausgaben. Eine aufwändige Einbindung der Sprachausgabe entfällt.



Funktionen

von MAGic mit und ohne Sprache:

- MAGic für Windows vergrößert bis 16fach, in kleineren Zwischenschritten von 1,1 bis 1,9fach, und das jeweils in 0,1 Schritten. Ein schnelles Umschalten zwischen Vergrößertem und 1:1 Bild ist gewährleistet, damit Sie sich jederzeit einen Überblick verschaffen können.
- MAGic für Windows verfügt in der Vergrößerung über Bildschirmteilung, Lupenfunktion und Laufschriftmodus, wobei die Lupe besonders kontrastreich abgesetzt ist.
- MAGic für Windows kann den Cursor und den Mauszeiger in unterschiedlichen Formen und Farben darstellen. Für RP-Patienten bietet das über den gesamten Bildschirm gehende Fadenkreuz eine erhebliche Erleichterung beim Auffinden des Mauszeigers.
- MAGic für Windows glättet auch farbige Schriften, was das Arbeiten im Internet erheblich erleichtert.
- MAGic für Windows ist 100 % kompatibel zu JAWS, falls Sie Ihre Großschrift mit einer Braillezeile koppeln.

Wir beraten Sie gerne ausführlich. Rufen Sie uns am besten gleich an oder senden Sie uns eine E-Mail.

Anforderungen an Ihre Hard- und Software:

- mindestens Pentium III PC
 - CD Rom Laufwerk zur Installation
 - alle aktuellen Windows-Version
 - Maus oder Trackball
- **Ab sofort auch für Windows Vista, Windows Terminalserver und Citrix verfügbar!**

Kostenloser Test:

Auf Wunsch erhalten Sie eine kostenfreie Demo-Version von MAGic.

Ausbaufähig:

- MAGic kann mit dem **Kamerasystem VISULEX OptiFlex** kombiniert werden. Dies erlaubt auch solche Vorlagen, die nicht als Datei vorliegen (Bücher, Zeichnung u. ä.), vergrößert auf dem PC-Bildschirm anzuzeigen – natürlich in Echtfarben.
- Praktisch – die besonders kontraststarke sehbehindertengerechte **Tastatur** mit schwarzem Gehäuse und Tasten mit weißer großer Schrift.
- Die Wohlfühl-Leuchte **Dialite Pro**. Mit einzigartiger Lichtleistung und separat dimmbaren Lampen für höchsten Augenkomfort.

Wir sind Mitglied im



PAPENMEIER

F.H. Papenmeier GmbH & Co. KG · Fachbereich RehaTechnik · Talweg 2 · 58239 Schwerte
Tel.: 02304 946-0 · Fax: 02304 946-246 · E-mail: info.reha@papenmeier.de · www.papenmeier.de
Hotline: 02304 946-118

