


Victor Reader WAVE

das Abspielgerät für digitale Hörbücher



jetzt
€ 330,-
(inkl. 19 % MwSt.)

PAPENMEIER

Victor Reader Wave – kleiner, leichter, schneller

Der Victor Reader WAVE ist der kleinste DAISY-Player der Welt. Mit nur 320 Gramm Gewicht ideal für Reise und Freizeit.

Mehr als nur ein Standard-CD-Spieler

Hören Sie mit Victor Reader WAVE nicht nur Bücher im Daisy-Format, sondern auch MP3 CDs sowie Hörbücher und Musik CDs im Audio-Format.

Ansprechendes Design

Victor Reader WAVE liegt durch die schöne, nahezu runde Form ausgezeichnet in der Hand. Das benutzerfreundliche Design ist speziell für blinde und sehbehinderte Menschen entwickelt worden.

Kinderleichte Bedienung durch integrierte Telefontastatur.

Victor Reader WAVE verfügt über eine Tastatur, die Ihrem Telefon nachempfunden ist. Diese benutzerfreundliche Tastatur ermöglicht Ihnen, als blindem oder sehbehindertem Menschen, eine sehr einfache Gerätebedienung.

Digitale Klangqualität

Hören Sie sich Ihre Hörbücher über Kopfhörer oder – optional – über hochwertige Lautsprecher an.

Daisy – die Vorteile liegen auf der Hand!

- Ein komplettes Buch befindet sich auf einer einzigen CD.
- Sprechgeschwindigkeit und Lautstärke können unabhängig voneinander eingestellt werden, ohne dass dadurch die Sprecherstimme verändert wird.
- Navigieren Sie einfach und schnell in kompletten Hörbüchern.
- Leichtes Auffinden oder Überspringen von Abschnitten
- Lesezeichen setzen
- Sprachgeführte Bedienung
- Einschlaffunktion
- Einstellungen speichern:
Victor Reader WAVE speichert beim Abschalten Ihre individuellen Einstellungen, sodass diese beim nächsten Abspielen noch bekannt sind.

Unterwegs mit Victor Reader WAVE

Ein Antishock-Speicher verhindert Aussetzer im mobilen Einsatz.

Wir beraten Sie gerne ausführlich.
Nutzen Sie unsere Info-Hotline
02304-946 143 oder senden Sie uns eine E-Mail an info.reha@papenmeier.de

Lieferumfang:

- Akkus
- Set Kopfhörer
- Schutztasche für Gerät und CDs

Optional:

- Aktivlautsprecher

Technische Daten:

- Anschlüsse für Kopfhörer und externen Verstärker oder Aktivboxen
- Netz, Akku- oder Batteriebetrieb möglich
- Gewicht: 320 g
- Abmessungen: 15 x 14 x 3 cm

Unterstützte Formate

Daisy, Daisy 3, NISCO, MP3, WAV, Audio CDs

Wir sind Mitglied im



PAPENMEIER

F.H. Papenmeier GmbH & Co. KG · Fachbereich RehaTechnik · Talweg 2 · 58239 Schwerte
Tel.: 02304-946-0 · Fax: 02304-946-246 · E-mail: info.reha@papenmeier.de · www.papenmeier.de
Hotline: 02304-946-143



Technische Änderungen vorbehalten.
Sämtliche Logos und eingetragene Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Besitzers.
WW 01.07 R3755-411