

JAWS

Modul Alcatel 4059

Intelligente Software
gewährleistet die individuelle Lösung



PAPENMEIER

Technologie für Blinde und Sehbehinderte

JAWS Modul Alcatel 4059

Unser Standard ist das maßgeschneiderte JAWS Modul Alcatel 4059.

Es ermöglicht Blinden das Arbeiten am Vermittlungsplatz. Die Brailledarstellung erfolgt mittels Software auf einer Braillezeile der Effizienz Linie, die durch ein patentiertes Verfahren schnellstes und effektivstes Arbeiten ermöglicht.

Funktionalität

Bedienbarkeit aller am Telefon-Vermittlungsplatz verfügbaren Funktionen und Anzeigen, wie z. B:

- Anrufsteuerung
- Wartereihe
- Gesprächsstatus
- Anlagenstatus und Alarm
- Erweiterte Wahlwiederholung
- Notizfunktion
- Gebührenerfassung
- Rufjournal

Vollständige Bedienbarkeit der integrierten oder externen Datenbankabfrage.

Pflege der zum Telefon-Vermittlungsplatz gehörenden oder externen Datenbank.

Nutzung und Unterstützung weiterer am Telefon-Vermittlungsplatz installierter Software, wie z. B. Office Produkte.

Optimierter Arbeitsablauf

Mit dem JAWS Modul zu Ihrem Telefonvermittlungsort erreichen Sie hohe Effektivität bei einfachster Handhabung.

- Durch **automatische Präsentation des aktuellen Gesprächsstatus** entfällt aufwändiges Navigieren und Sammeln von Informationen in der Applikation.
- **Maximale Geschwindigkeit** erreichen Sie durch die optimierte Tastaturbedienung und Nutzung der Routingtasten.
- Durch Vereinfachung von Funktionen des Arbeitsplatzes durch Makrosteuerung wird die Effektivität nochmals gesteigert.
- Die direkte Wahl aus anderen Applikationen mit nur einem Tastendruck, z. B. an der Braillezeile, wird mit dem JAWS Modul Alcatel 4059 erst möglich.

Highlights im JAWS Modul Alcatel 4059

- kurze und einfache Präsentation der Bildschirminhalte für Wartereihe, Gesprächszustand und Status des Vermittlungsplatzes
- schnelle Erreichbarkeit aller Informationen mit der Braillezeile, automatische Präsentation der vermittlungsrelevanten Ereignisse
- Ausführen aller Zusatzbefehle vom Brailledisplay über die Routingtasten
- Abkürzungen für Standardtexte erleichtern das Lesen
- vollständige Unterstützung des internen Telefonbuchs sowie der optional zugänglichen HTML basierten Datenbank 4760
- Übergabe und Wählen von Rufnummern aus anderen Applikationen

Voraussetzungen

Als Voraussetzung wird ein betriebsfähiger PC-Vermittlungsplatz des Herstellers benötigt. Es wird keine proprietäre Schnittstelle der Telefonanlage benötigt.

Die Projektierung kann somit ohne Rücksicht auf die Hilfsmittel erfolgen. Auf dem PC des Vermittlungsplatzes wird lediglich JAWS für Windows und das erforderliche JAWS Modul installiert. Die Braillezeile wird an eine freie serielle oder USB Schnittstelle angeschlossen.

Die Schulung der Hilfsmittel in Verbindung mit dem Vermittlungsplatz erfolgt nach Bestellung und Absprache von speziell ausgebildetem Personal unserer Firma.

Lieferumfang JAWS Modul

- JAWS Modul Alcatel 4059 auf CD
- Handbuch in Schwarzschrift
- Handbuch in Braille

Wir empfehlen eine umschaltbare Sprechgarnitur für Telefonie und PC.

Möchten Sie mehr erfahren? Wir beraten Sie gerne ausführlich. Bitte rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine E-Mail.



PAPENMEIER

F.H. Papenmeier GmbH & Co. KG · Fachbereich RehaTechnik · Postfach 1620 · 58211 Schwerte
Tel.: 02304-946-0 · Fax: 02304-946-246 · E-mail: info.reha@papenmeier.de · www.papenmeier.de
Hotline: 02304-946-118