

# JAWS-Modul TheOrg

Intelligente Software gewährleistet  
die individuelle Lösung



**PAPENMEIER**

# JAWS-Modul TheOrg – individuelle Softwarelösung für Blinden-Arbeitsplätze

Das JAWS-Modul TheOrg ist eine von Papenmeier entwickelte intelligente Software-Erweiterung des Bildschirmleseprogramms JAWS für Windows, die in Verbindung mit Braillezeilen der BRAILLEX EL-Serie Blinden optimales Arbeiten mit Ihrer Therapeuten-Software ermöglicht.

Speziell die Anpassung an das patentierte Navigationsverfahren der BRAILLEX EL-Geräte garantiert schnelles und effektives Arbeiten.

## Funktionalität

Bedienbarkeit der in der Therapeuten-Software verfügbaren Funktionen und Anzeigen wie:

- Vertragsabrechnung
- Lastschriftinzug
- Zutrittskontrolle (Check-In)
- und vieles mehr

Nutzung und Unterstützung weiterer am Arbeitsplatz installierter Software, wie z. B. Office Produkte.

## Optimierter Arbeitsablauf

Mit dem JAWS-Modul zu Ihrer Therapeuten-Software erreichen Sie hohe Effektivität bei einfachster Handhabung.

- Durch **automatische Präsentation des jeweilig aktuellen Dialogelements** entfällt aufwendiges Navigieren und Sammeln von Informationen in der Applikation.
- **Maximale Geschwindigkeit** erreichen Sie durch die optimierte Tastaturbedienung und Nutzung der Routingtasten.

## Highlights im JAWS-Modul TheOrg

### • Terminplan

Im Terminplan müssen Informationen, die sich oben, links und in der Mitte auf dem Bildschirm befinden, zusammengefasst und auf der Braillezeile präsentiert werden. Um den Status des Termins abfragen zu können, müssen Farben analysiert und in Text umgesetzt werden. Die Meldungen der Braillezeile und der Sprache sind individuell vom Benutzer einstellbar.

### • Rezepte-Dialog

Informationen über Kostenträger, Patienten, Rezeptstatus oder Termine sowie die Abrechnung werden auf Tastendruck per Braille und Sprache zur Verfügung gestellt.

## Voraussetzungen

Als Voraussetzung ist ein betriebsfähiger PC mit der normalen Installation der Therapeuten-Software. Spezielle Anforderungen der Hilfsmittel liegen nicht vor. Lediglich zur Installation werden Administrationsrechte benötigt. Auf dem PC des Arbeitsplatzes wird der Screenreader JAWS für Windows und das erforderliche JAWS-Modul installiert. Die Braillezeile wird an eine freie serielle oder USB-Schnittstelle angeschlossen.

## Schulung

Die Schulung der Hilfsmittel in Verbindung mit dem Vermittlungsplatz erfolgt nach Bestellung und Absprache von speziell ausgebildetem Personal unserer Firma. Mit unseren JAWS-Modulen und unseren Braillezeilen der BRAILLEX EL-Familie erfüllen Blinde alle Anforderungen an einem modernen Arbeitsplatz.

Überzeugen Sie sich! Nutzen Sie unsere kostenlose individuelle Beratung. Rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine E-Mail.

## Lieferumfang

- JAWS Modul TheOrg auf CD
- Handbuch in Schwarzschrift
- Handbuch in Braille (optional)

## Optional

Wir empfehlen eine umschaltbare Sprechgarnitur für Telefon und PC.

Wir sind Mitglied im



# PAPENMEIER

F.H. Papenmeier GmbH & Co. KG · Fachbereich RehaTechnik · Talweg 2 · 58239 Schwerte  
Tel.: 02304-946-0 · Fax: 02304-946-246 · E-mail: [info.reha@papenmeier.de](mailto:info.reha@papenmeier.de) · [www.papenmeier.de](http://www.papenmeier.de)  
Hotline: 02304-946-118

