

ZoomText®

Das Bildvergrößerungsprogramm
mit und ohne Sprachausgabe



PAPENMEIER

ZoomText® Bildschirmvergrößerung – einfach besser sehen

Mit dem PC-Bildvergrößerungsprogramm ZoomText – mit und ohne Sprachausgabe – greifen Sie schnell, einfach und präzise auf Dokumente, Tabellen, Websites und E-Mails zu.

ZoomText ist in zwei Versionen erhältlich:

ZoomText Magnifier

Das Bildvergrößerungsprogramm

Gestalten Sie Ihre Bildschirmvergrößerung nach eigenen Vorstellungen. Nutzen Sie unterschiedliche Vergrößerungsstufen: 1,25x, 1,5x, 1,75x und 2x bis 36x
Wählen Sie aus verschiedenen Farbdarstellungen Ihre optimale Einstellung.

Sie möchten den Mauszeiger oder Ihren Cursor besser sehen?

Verändern Sie einfach Farbe, Form und Größe des Mauszeigers oder die Cursordarstellung nach Ihren Anforderungen.

Behalten Sie die Orientierung!

Durch die Fokusverfolgung haben Sie Ihre Mausbewegung ständig „unter Kontrolle“! Sie durchlaufen einzelne Zeilen und Spalten aber bleiben dabei stets im aktiven Fenster. Desktop-Suche, Suchhilfe fürs Internet oder PDF-Dateiverwaltung sind weitere leistungsfähige Funktionen, die Ihnen mit ZoomText zur Verfügung stehen.

Gestochen scharfe Schriften

Durch die Verwendung der neuen xFont-Technologie werden Ihnen klare und leserliche Texte in allen Vergrößerungsstufen angezeigt.

ZoomText Magnifier/ScreenReader

Die Bildvergrößerung mit Sprachausgabe

ZoomText Magnifier/ScreenReader beinhaltet alle Leistungsmerkmale von ZoomText Magnifier **plus Sprachausgabe**.

Der ScreenReader liest Ihnen alle Programmsteuerungen wie Menüs, Dialoge, Statusleisten, Listen und Mitteilungen vor.

Hören Sie Ihren ScreenReader gerne ausführlich oder doch eher kurz und knapp?

Wählen Sie zwischen drei Stufen und entscheiden Sie, wie ausführlich Ihnen etwas vorgelesen werden soll.

Der automatische Dokumenten-Leser (AppReader) liest Texte, Webseiten und Emails innerhalb der ursprünglichen Anwendung mit angenehmer Stimme vor. Erleben Sie mit ZoomText vollen Internetzugriff. Navigieren Sie zielsicher durch Texte. Arbeiten Sie mit dem Mausecho, welches Ihnen automatisch den Text an der Cursor-Position vorliest oder nutzen Sie das Tastaturoecho und lassen Sie sich jede Taste oder jedes Wort, welches Sie tippen, automatisch vorlesen.

Wir beraten Sie gerne ausführlich. Rufen Sie uns am besten gleich an oder senden Sie uns eine E-Mail.

Systemvoraussetzungen:

Windows XP, Windows Vista und Windows 7

Der Dual-Monitor-Support

von ZoomText für Dual-Monitor-Anschlüsse ermöglicht den Einsatz zweier Monitore, um den vergrößerten Bildbereich noch zu erweitern oder gleichzeitig auf dem einen Bildschirm eine vergrößerte und auf dem anderen eine nicht vergrößerte Ansicht Ihres Desktops wiederzugeben.

Die perfekte Ergänzung:

- **VISULEX Eagle Pro**, die Vorlagenkamera: modernste Monitore (Bildformat 16:10) werden in Full HD-Qualität mit 1920 x 1200 Bildpunkten digital über DVI angesteuert.
- Die besonders kontraststarke **sehbehindertengerechte Tastatur** mit schwarzem Gehäuse und Tasten mit weißer großer Schrift.
- Die Arbeitsplatzleuchte **Dialite Pro**. Mit einzigartiger Lichtleistung und separat dimmbaren Lampen für höchsten Augenkomfort.

Wir sind Mitglied im



PAPENMEIER

F.H. Papenmeier GmbH & Co. KG · Fachbereich RehaTechnik · Talweg 2 · 58239 Schwerte
Tel.: 02304 946-0 · Fax: 02304 946-246 · E-mail: info.reha@papenmeier.de · www.papenmeier.de
Hotline: 02304 946-118

