

VISULEX® Compact+

Die elektronische Lupe im Jackentaschenformat



Kleingedrucktes besser lesen mit VISULEX Compact+

Jederzeit einsatzbereit

Sie sind allein unterwegs und möchten Kleingedrucktes, wie zum Beispiel ein Flugticket, einen Fahrplan oder Preisschilder lesen?

Sie möchten ohne fremde Hilfe ein Formular ausfüllen oder etwas unterschreiben? Kein Problem mit VISULEX Compact+. Die handliche, 300 Gramm leichte, elektronische Lupe passt in jede Tasche und ist immer sofort einsatzbereit.

Ein klappbarer Griff macht die Handhabung zudem sehr einfach.



Leistungsstarkes und kontraststarkes TFT-Breitbild-Display

VISULEX Compact+ verfügt über eine 5 bis 7,5 und 10fache Vergrößerung.

Durch die kontrastreiche Darstellung im 4,3" TFT-Breitbild-Display lesen Sie auch kleinste Zeichen bei schlechter Beleuchtung. Eine Echtfarbdarstellung ist selbstverständlich. Je nach Wunsch können Sie sich die Vorlage auch positiv oder negativ, in blau-gelb oder schwarz-gelb anzeigen lassen.

„Einfrierfunktion“ – weil der Augenblick zählt

VISULEX Compact+ verfügt über eine praktische „Einfrierfunktion“.

Möchten Sie eine Telefonnummer aus dem Telefonbuch abschreiben? Beim Einkaufen eines Kleidungsstückes ist die Etikettbeschriftung zu klein. Oder Sie fragen sich: „Was steht eigentlich auf der Verpackung meines Medikamentes?“

Halten Sie VISULEX Compact+ vor die gewünschte Information, drücken Sie einfach den Auslöseknopf, und schon ist der Schnappschuss gemacht. Die gewünschte Information wird erfasst und solange festgehalten, wie Sie wollen.

Sehr einfaches Bedienkonzept

VISULEX Compact+ verfügt über wenige Knöpfe, mit denen Sie die volle Funktionalität des Gerätes bedienen können.

Wichtige Merkmale im Überblick:

- Stabiler ausklappbarer Griff zur praktischen Handhabung, wie von der herkömmlichen Lupe gewöhnt.
- Hochwertiges robustes Metallgehäuse
- Sehr großes 4,3" Breitbild-TFT-Display
- Automatische Regelung der Bildschirmhelligkeit
- Blickwinkel unabhängig

Möchten Sie mehr erfahren?

Wir beraten Sie gerne ausführlich.

Rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine E-Mail.

Technische Daten:

- Vergrößerung: 5 bis 7,5 und 10fach
- Bildschirm 4,3" Breitbild-TFT
- Auflösung: 480 x 272
- Batterie: 3 Stunden Betriebszeit/ 3 Stunden Ladezeit
- Gewicht: 300 Gramm (ohne Netzteil)
- Netzspannung: 120-240 V / 50-60 Hz / 5 V-2 A
- Maße (B x T x H): 135 x 77 x 28 mm
Display: 96 x 54 mm (Diagonal 110 mm)

Lieferumfang:

- VISULEX Compact+
- Reise-Netzteil
- elegante, praktische Gürteltasche

Wir sind Mitglied im



PAPENMEIER

F.H. Papenmeier GmbH & Co. KG · Fachbereich RehaTechnik · Talweg 2 · 58239 Schwerte
Tel.: 02304 946-0 · Fax: 02304 946-246 · E-mail: info.reha@papenmeier.de · www.papenmeier.de
Hotline: 02304 946-118



Technische Änderungen vorbehalten.
Sämtliche Logos und eingetragene Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Besitzers.
WW 06.11 R3755.430