

VISULEX Eagle Pro

Scharf sehen beflügelt!



PAPENMEIER

VISULEX Eagle Pro – mehr als nur ein weiteres Lesesystem!

Eigenständig – Effizient – Erfolgreich

VISULEX Eagle Pro ist ein hochauflösendes Lesesystem. Es hilft Ihnen, Ihren Arbeitsalltag so zu gestalten, dass Sie alle Anforderungen mit souveräner Leichtigkeit meistern. Auf einen Blick lesen Sie nahezu eine komplette DIN A4-Seite. Kleinste und schlechte Vorlagen, wie zum Beispiel Lieferscheine, Excel-Tabellen, Visitenkarten oder auch handschriftliche Notizen sehen Sie kontrastreich, gestochen scharf und selbstverständlich ohne störendes Flackern des Bildes.

Viele Wege zu einem perfekten Bild

- VISULEX Eagle Pro überzeugt durch seine extrem **hohe Auflösung von 1920 x 1200 Bildpunkten**. Die Kameraauflösung entspricht der nativen Auflösung moderner digitaler Multimedia-Monitore; auf diese Weise wird jegliche Interpolation und Verzerrung vermieden.
- VISULEX Eagle Pro arbeitet durchgängig von der Kamera bis zum Monitor digital. Somit sind Digitalisierungsfehler ausgeschlossen und Sie erhalten ein flimmerfreies Bild.
- VISULEX Eagle Pro zeigt mit seiner Kamera **60 Vollbilder pro Sekunde** und nicht, wie die meisten Kameras, nur 60 Halbbilder. Dadurch ist ein Bewegungsrucken ausgeschlossen.
- VISULEX Eagle Pro verfügt über eine **intelligente Einfrier-Funktion „Freeze“**. Diese erkennt automatisch stehende Bilder und zeigt diese wie ein gedrucktes Foto. Das störende Ränderflimmern wird so ausgeschlossen.
- VISULEX Eagle Pro stellt Bilder auch im Split-Screen-Modus ohne Verzögerung ruckfrei dar. Die Teilbilddarstellung erfolgt über die **hardwaremäßige Bildschirmteilung** von Kamerabild und PC-Bild in Echtzeit bei voller Auflösung von 1920 x 1200 Bildpunkten.

- Die **geringe Anfangsvergrößerung von 1,1-fach** ist besonders interessant für Personen, die am Tunnelblick (Retinitis Pigmentosa) leiden. Sie garantiert zudem eine extrem gute Orientierung auf dem Dokument.
- VISULEX Eagle Pro hat eine **sehr homogene Beleuchtung**. In Verbindung mit der **automatischen Schattenkorrektur** werden auch kleinste Schriftarten schon in der Anfangsvergrößerung so kontrastreich, dass zum Lesen die Monochrom- oder Falschfarbendarstellung genutzt werden kann.

Nah- und Fernmodus

Mit dem beweglichen Kamerakopf von VISULEX Eagle Pro können Sie sowohl Vorlagen auf dem Schreibtisch als auch entfernte Vorlagen, wie z. B. Flip Chart oder Tafelbilder auf Ihrem PC-Monitor sehen.

Hochaufgelöste Bilder speichern

VISULEX Eagle Pro bietet die Möglichkeit, Bilder und Text bis zur Größe einer DIN A4-Seite auf dem PC zu speichern. Durch die Auflösung von 5 Megapixeln können Sie natürlich auch die Texterkennung (OCR) nutzen; lassen Sie sich Dokumente auch vorlesen.

VISULEX Eagle Pro ist leicht zu bedienen

Wählen Sie:

- Umschaltung aller wichtigen Funktionen per Maus oder Trackball
- Einstellung über On Screen Display
- Alternativ dazu können Sie auch ein komfortables Windows-Programm nutzen.

Erfahren Sie mehr! Wir beraten Sie gerne ausführlich. Rufen Sie uns am besten gleich an oder senden Sie uns eine E-Mail.

Technische Spezifikation:

- Auflösung: 1920 x 1200 Bildpunkte
- 60 Vollbilder pro Sekunde, rein digitale Signalkette
- 15 x optischer Zoom, 2 x digitaler Zoom
- Hardware-Bildschirmteilung
- Tafelbildfunktion
- Blendfreie LED-Beleuchtung
- Bildspeicherung

Lieferumfang:

- Kamera
- Steuereinheit
- Maus
- Lesepult

Garantie:

3 Jahre
Papenmeier
Hersteller-Garantie

Optional:

- Kreuztisch
- Polarisationsfilter zum Lesen spiegelnder Vorlagen

Wir sind Mitglied im



PAPENMEIER

F.H. Papenmeier GmbH & Co. KG · Fachbereich RehaTechnik · Talweg 2 · 58239 Schwerte
Tel.: 02304-946-0 · Fax: 02304-946-246 · E-mail: info.reha@papenmeier.de · www.papenmeier.de
Hotline: 02304-946-118

